

Fiche Technique

AL930-DP

Intra auriculaire conduit directionnel puissant

ReSound Alera™ 9

Données techniques		Caractéristiques	
Type de pile	312	Bouton sélecteur de programme	Oui (option)
Classe	D	Nombre de micros	2
Sortie Max* (dB SPL)	127	Commande de volume	Molette sans fin (option)
Gain Max* (dB)	60	Fonction Marche/arrêt	Porte-pile
Autonomie* (jours)	≈5	Type de coude	-
Programmes	4+1	Sabot audio	-
Canaux	17	Adaptateur lunettes	-
* selon OES, avec pile zinc-air		Sécurité enfant	-
		Bobine téléphonique	Oui (option)



Fonction	Signification	Bénéfice	
WARP™ 17	Puce numérique avec traitement de son performant sur 17 canaux	Restaure la perception naturelle des sons	●
WARP™ 9	Puce numérique avec traitement de son amélioré sur 9 canaux	Restaure la perception naturelle des sons	—
WARP™ 6	Puce numérique avec traitement de son sur 6 canaux	Restaure la perception naturelle des sons	—
Noise Tracker™ II	Réducteur de bruit performant	Supprime les bruits gênants, améliore la compréhension de la parole	●
Noise Tracker™	Réducteur de bruit	Supprime les bruits gênants, améliore la compréhension de la parole	—
DFS avec WhistleControl™	Anti-Larsen performant	Supprime les sifflements intempestifs	●
Dual Stabilizer™ II DFS	Anti-Larsen amélioré	Supprime les sifflements intempestifs	—
DFS	Anti-Larsen	Supprime les sifflements intempestifs	—
Expanséur	Réducteur de bruit de fond	Rend l'appareil confortable en ambiance calme	●
PhoneNow™	Commutation automatique au programme téléphone	Simplifie l'utilisation avec un téléphone	●
Windguard	Réducteur de bruit de vent	Réduit les désagréments liés au bruit du vent	●
SoftSwitching™	Adaptation de la directivité en fonction de l'origine du son	Améliore la compréhension en ambiance bruyante	●
Autoscope™	Largeur de faisceau directionnel automatique	Optimise la provenance du son	●
Environmental Optimizer™	Adaptation automatique du niveau sonore en fonction de l'ambiance	Plus besoin d'ajuster le niveau sonore	●
Learning VC	Apprentissage par l'appareil de vos préférences de niveau sonore en fonction de l'ambiance	Réduit progressivement l'utilisation de la commande de volume	—
Acceptance Manager	Adaptation automatique et évolutive dans le temps du niveau sonore	Permet de s'adapter en douceur à son nouvel appareil	—
Bips sonores	Avertisseur sonore de changement de programme et de fin de vie de la pile	Permet de savoir quel est le programme sélectionné et s'il faut changer la pile	●
Smart Start™	Coupeure du son pendant quelques secondes au démarrage de l'appareil	Évite les sifflements lors de la mise en place de l'appareil	●
Onboard Analyzer™	Analyse de l'utilisation de l'appareil par le malentendant	Permet à l'audioprothésiste d'affiner les réglages	●

ReSound